ugo basile®

麻酔ボックス

小動物やウサギ等の麻酔処置に使う、コストパフォーマンスに優れたツールです。



麻酔器（21100）と小動物用麻酔ボックス(7900）の取付図

齧歯類用とウサギ等の中動物用の2種類があります。スライド蓋付き透明パースペックス構造となっており、2つのチューブコネクターを使用して、麻酔器や安楽死装置と簡単に接続できます。Oリングシールとラッチ付き蓋でより気密性が高いモデルもご用意しております。



高気密性小動物用麻酔ボックス（21100-790）

仕様

型番	7900	7910	21100-790
製品名	小動物用麻酔ボックス	ウサギ・ネコ用麻酔ボックス	高気密性小動物用麻酔ボックス
寸法	25x13x13(h)cm	40x22x21(h)cm	25x13x13(h)cm
内寸	23x12x12(h)cm	38x20x19(h)cm	21x11x13(h)cm

バイオリサーチセンター株式会社 www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F	TEL 052-932-6421	FAX 052-932-6755
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F	TEL 03-3861-7021	FAX 03-3861-7022
大阪営業所	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F	TEL 06-6305-2130	FAX 06-6305-2132
福岡営業所	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F	TEL 092-626-7211	FAX 092-626-7315
仙台営業所	〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル208	TEL 022-290-9352	FAX 022-290-9353